


■【FACE THERMO | フェイスサーモ】 卓上スタンドの調整方法

・卓上スタンド各部の調整方法


・上下角度の調整

六角レンチでブラケットのボルトを緩めるとブラケットの上下角度調節ができます。
調節後はしっかりと締め付けて固定してください。



・左右角度の調整

六角レンチでボルトを緩めるとブラケットの左右角度調節ができます。
調節後はしっかりと締め付けて固定してください。



・盗難防止具の取付

ブラケットのセキュリティホールを使用し、別売りのセキュリティワイヤーと南京錠などを取付けることができます。

